


INSTRUCTIVO CREACIÓN DE ORDEN


Ingresa a la página web <https://dentaline.arcadlab.com/signin> y accede con el correo electrónico y la contraseña, dar clic en el botón “Iniciar sesión”.



The screenshot shows a login form with the following elements:

- Header: **INICIAR SESIÓN**
- Text: **Acceda con su correo electrónico o usuario**
- Form fields:
 - Correo electrónico o usuario *: **estefaram@gmail.com**
 - Contraseña *: [Redacted]
- Checkbox: **Recordarme**
- Button: **INICIAR SESIÓN** (highlighted with a green box)
- Links: **¿OLVIDÓ SU CONTRASEÑA?** and **NEED A CUSTOMER ACCOUNT?**

¡Ya ingresaste al sistema! La pantalla de inicio debe aparecer así:




The screenshot shows the user dashboard with the following components:


- Header: **Dentaline** logo, **ARCAD SMILE STUDIO**, and user profile **ESTEFANÍA**.
- Left Sidebar Menu:
 - DASHBOARD**
 - PACIENTES**
 - ÓRDENES**
 - PLANTILLAS**
 - BRACKETS**
 - TICKETS**
- Main Dashboard Content:
 - Dashboard** title
 - Process flow bar:
 - Order Creation Process**: 0 BORRADOR
 - Digital Setup Processing**: 0 PATIENT RECORDS PROCESSING, 0 DIGITAL SETUP, 0 REVISIÓN, 0 DR. REVIEW
 - Lab Fabrication Process**: 0 APPLIANCE FABRICATION
 - Completado**: 0 COMPLETADO
- Footer: **POWERED BY ARCAD** digital orthodontic solutions

Para crear un nuevo paciente, dar clic en “Pacientes” en el menú desplegable que se encuentra al lado izquierdo.




 DASHBOARD

 PACIENTES


 ÓRDENES

 PLANTILLAS

 BRACKETS


 TICKETS

Posteriormente dar clic en el botón “Nuevo Paciente” en la esquina superior derecha.



The screenshot shows the dashboard interface. At the top right, there is a button labeled "NUEVO PACIENTE" highlighted with a green border. Below it are search filters for Patient ID, Patient FirstName, Patient LastName, Tipo de Orden, Nombre de la Oficina, Doctor FirstName, Doctor LastName, and Estado de la Orden. A "Pay As You Go only" toggle is visible. At the bottom, there are five blue boxes representing workflow stages: TREATMENT PLANNING (0), DENTLINE APPROVAL (0), DOCTOR/PATIENT REVIEW AND APPROVAL (0), MANUFACTURE (0), and PACKAGING AND SHIPPING (0). A message at the bottom states: "No se encontró ningún paciente, por favor [CREAR UN PACIENTE](#)."

Ingresa los datos solicitados en cada una de las pestañas “1. Información del paciente”, “2. Imágenes del paciente”, “3. Crear orden”. En la primera pestaña, agrega la foto del paciente para su fácil identificación, para esto puedes agregar su foto frontal con o sin sonrisa, elegir su género y diligenciar su nombre y apellido. También puedes diligenciar su fecha de nacimiento. No es necesario colocar número de referencia ni lab. Finalmente dar clic en el botón “Siguiente”. Aparecerá un mensaje de notificación “Paciente creado con éxito”.




The screenshot shows the "1. INFORMACIÓN DEL PACIENTE" form. At the top, there are four tabs: "1. INFORMACIÓN DEL PACIENTE" (highlighted), "2. IMÁGENES DEL PACIENTE", "3. CREAR ORDEN", and "4. ENVIAR CASO". The form includes a profile picture placeholder with a camera icon, gender selection (Masculino selected, Femenino), and fields for Nombre *, Apellidos *, Fecha de Nacimiento (mes/día/año) (01/01/2000), and Número de Referencia. There are also dropdown menus for Offices * (Estefanía Aramburo Villa), Doctor * (Estefanía Aramburo Villa), and Lab. A "SIGUIENTE" button is highlighted with a green border at the bottom right.

Posteriormente, para agregar las imágenes del paciente entre las cuales se encuentran fotografías intra y extraorales y rayos X (panorámica y cefálica), dar clic en “Add images”, seleccionar las imágenes de tu computador y cuando hayan cargado dar clic en “Guardar imagen(es)”.



Finalmente, dar clic en la pestaña “3. Crear orden”, diligenciar cada una de las secciones: Tratamiento, Arcos, Incisivos, Posterior, Apiñamiento, Clase Deseada, Impresiones, Attachments, Instrucciones IPR, RX e Instrucciones Adicionales. No es necesario diligenciar la sección de Alineadores por Arco, debido a que esto se realiza en la planeación del tratamiento. Dar clic en el botón “Guardar como borrador” y notificar a tu contacto Digitaline.

A screenshot of the '3. Crear orden' tab in the software. The tab is highlighted with a green border. Below the tabs, there is a list of treatment sections: 'Tratamiento', 'Arcos', 'Incisivos', 'Posterior', 'Alineadores por Arco', 'Apiñamiento', and 'Clase Deseada'. Each section has an edit icon (pencil) to its right. The 'Tratamiento' section is expanded, showing a dropdown menu for 'Tipo de Tratamiento *' and a 'SIGUIENTE' button. The 'Alineadores por Arco' section is not visible, indicating it is not required for completion.

Impresiones *	
CBCT Upload	
Attachments	
Instrucciones IPR *	
RX	
Instrucciones Adicionales	


Este formulario y la posterior aprobación constituyen una prescripción final y completa para . El diagnóstico y la prescripción son la decisión y la única responsabilidad del médico que ordena el servicio que renuncia a todos y cada uno de los reclamos contra y los empleados de en base al fracaso de para lograr un resultado exitoso, solo o en combinación con otras modalidades de tratamiento.

[REGRESAR](#) [GUARDAR COMO BORRADOR](#) [SIGUIENTE](#)

¡Nos encargaremos de revisar tu orden y comenzar la simulación!

Edición de orden

Si tu orden ya fue creada por nuestro equipo no es necesario realizar el procedimiento anterior. Da clic en “Órdenes” en el menú desplegable que se encuentra al lado izquierdo.



Aquí encontrarás tu orden ya creada. Da clic en el ícono de lápiz, este se encuentra en la esquina superior derecha de la orden y corresponde a la edición de la misma.



Posteriormente diligencia cada una de las secciones: Tratamiento, Arcos, Incisivos, Posterior, Apilamiento, Clase Deseada, Attachments, Instrucciones IPR, RX e Instrucciones

Adicionales. No es necesario diligenciar la sección de Alineadores por Arco, debido a que esto se realiza en la planeación del tratamiento. No edites la sección de Impresiones, debido a que los archivos del escáner ya deben estar cargados en el sistema.

Estado de la Orden *
Borrador

ID: 348657

Tipo de Orden: Arcad In-Lab Aligner

Oficina: Dental Center

Fecha de Creación: Aug 15, 2023
Fecha de Registro: Dec 31, 0001

Order needed by: Aug 29, 2023

Reservado Por:

DIVIDE IN PHASE

Tratamiento

Tipo de Tratamiento *
Refinamiento

Arcos

Arcos *

Incisivos

Línea Media Sobremordida Sobremordida Vertical

Posterior

Espaciado Ancho del arco Mordida cruzada posterior

Alineadores por Arco

Número de Alineadores Superiores: 0
Número de Alineadores Inferiores: 0

Apilamiento

Proclinar Maxilar Proclinar Mandibular
 Expandir Maxilar Expandir Mandibular

Clase Deseada

Relación Molar Derecha Relación Canina Derecha
Relación Molar Izquierda Relación Canina Izquierda

Impresiones *

Sending Direct from Scanner
 Físico Digital

Archivos 3D: [STL SUPERIOR](#) [STL INFERIOR](#) [OCCLUSION STL](#)
Descargar modelo Descargar modelo Descargar modelo

CBCT Upload ADD CBCT

Attachments

No attachments Remove attachments on stage: 0
 Remove Attachments on last stage

Instrucciones IPR *

No requiere IPR IPR Requerido (Indicar en el diagrama) Reduzca los dientes según sea necesario en el laboratorio

RX

Instrucciones Adicionales

Para finalizar da clic en el botón "Enviar orden". ¡Comenzaremos con la simulación!

